

感染対策ユニット

INFECT-R1



製品特長

1. 病室を簡易的に感染対策室にすることができます。
2. 排気空気はHEPAフィルターを通し排気します。
3. CDCガイドラインに準拠します。
4. 2段階の風量調整機能により、状況に応じた運転が可能です。
5. 設置が簡単です
6. 部屋のサイズに合わせた製品をご提供いたします。

製品仕様	
型式	SE-INFECT-R1-500
外形寸法	700W × 1400H × 300D
風量	2段階切替式 高速 8 CMM 低速 7 CMM
騒音値	高速 43dB(A) 低速 42dB(A)
フィルター	メインフィルター：HEPAフィルター（0.3 μ m99.97%以上） プレフィルター：フィレドンフィルター（重量法65%）
電源	1 ϕ 100V 50/60Hz
消費電力	200W

CDCのガイドラインに準じた換気回数6~12回/時間を確保するためには、当製品1台で80m³までの部屋でご使用ください。

それ以上の広さの部屋でご使用の場合は、当社までお尋ねください。
最適なお提案をさせていただきます。

外部への排気ダクトを接続することで、容易に感染対策室にすることが可能です。

代理店・お取扱店

お問い合わせ先

株式会社セオコーポレーション

住所 〒113-0001 東京都文京区白山1-21-7
TEL 03-3811-8010
FAX 03-3811-8015
www.seo-medical.com
info@seo-medical.com