

飛沫感染対策ユニット プロテクトボード





製品特長

1. 対面診察において、患者との直接接触を防ぐことができます。
2. 全面が透明なパネルを使用しているため視界が広いです。
3. 患者へは、防御手袋を通して接することができます。
4. 防御手袋は、容易に交換することができます。
5. 聴診器ヘッドを通す開口を設けました。
6. ガス式昇降スタンドで好きな高さで使用することができます。

製品仕様

型式	プロテクトボード
外形寸法	900W×200D×1620H～2000H
構成	透明樹脂パネル ガス式昇降スタンド 防護手袋 SUS製テーブル



防護手袋をワンタッチで、内側から交換することが可能です。

ガス式昇降機能でお望みの高さで使用可能です。
立っても座っても作業が可能です。

代理店・お取扱店

お問い合わせ先

株式会社セオコーポレーション

住所 〒113-0001 東京都文京区白山1-21-7
TEL 03-3811-8010
FAX 03-3811-8015
www.seo-medical.com
info@seo-medical.com