

Sterile AQUA



壁掛けタイプ

滅菌水・水道水対応型
手洗い装置

ユニットタイプ



Sterile AQUA



ステリ・アクア
壁掛け滅菌水供給タイプ

- 操作が簡単
赤外線センサーに手をかざすだけ



- 保守が簡単
シンプルな保守用ランプ
蓋を開けてフィルターを交換

- 逆汚染防止機構
シャワーヘッドに殺菌灯を設置





1人用

ステリ・アクア
ユニットタイプ

- 衛生的な仕様
衛生的なステンレス仕様
- 用途に合わせた仕様
滅菌水供給タイプ・水道水対応タイプ
1人用～3人用まで対応
- 多数のオプションに対応
滅菌タオル・ブラシケース
ソープコンテナ・加圧装置



2人用



3人用

滅菌水供給タイプ

項目	壁掛けタイプ	ユニット1人用タイプ	ユニット2人用タイプ	ユニット3人用タイプ
外形寸法	W400×D160mm×H650mm	W900mm×D700mm×H1900mm	W1800mm×D700mm×H1900mm	W2300mm×D700mm×H1900mm
電源	1φ100V50/60Hz 壁面コンセント	1φ100V50/60Hz		
消費電力	30W	30W	60W	90W
処理方法	超精密ろ過分離方式 + プレフィルター			
逆汚染防止装置	紫外線殺菌方式			
給水・給湯圧力	0.15～0.3MPa			
1次側給水・給湯管	壁面15Aソケット止	1.5Aバルブ止 床上150mm		
1次側排水管	—	4.0A (VP) 床上150mm		
重量	1.5kg	110kg	180kg	270kg

水道水対応タイプ

項目	壁掛けタイプ	1人用タイプ	2人用タイプ	3人用タイプ
外形寸法	W400×D160mm×H650mm	W900mm×D700mm×H1900mm	W1800mm×D700mm×H1900mm	W2300mm×D700mm×H1900mm
電源	単層100V 50/60Hz			
消費電力	30W	30W	60W	90W
処理方法	プレフィルター			
逆汚染防止装置	紫外線殺菌方式			
給水・給湯圧力	0.15～0.3MPa			
1次側給水・給湯管	壁面15Aソケット止	1.5Aバルブ止 床上150mm		
1次側排水管	—	4.0A (VP) 床上150mm		
重量	1.5kg	110kg	180kg	270kg

※ 形式・名称・仕様・材質等の記載事項について予告なく変更することがあります。



株式会社 セオコーポレーション

住所 〒113-0001 東京都文京区白山 1-21-7

TEL 03-3811-8010

FAX 03-3811-8015

Mail info@seo-medical.com

営業所 札幌・東京・大阪

